

Système de cryothérapie à compression alternée CRYO NOV



Froid



Intermittent

**PRIX DE
LANCEMENT
1500€ HT**



Contrôleur CRYO NOV
Code : KRP/MYY-(M)

La compression alternée s'est avérée supérieure à la compression statique car elle permet un flux sanguin efficace et aide à lutter contre l'œdème.

CRYO NOV est conçu pour combiner les avantages de la compression intermittente et de la thérapie par le froid pour améliorer la fonction lymphatique, encourager la circulation sanguine, procurer un effet antalgique et aider à stimuler la réparation des tissus plus rapidement.

- 1 **Compression alternée et cryothérapie**
- 2 **Simplicité et facilité d'utilisation**
- 3 **9 programmes disponibles**
- 4 **Durées et pressions réglables**



Adaptateur secteur
Code : Adaptor

(Inclus)



Tuyau
Code : KRP/MYY - 1

(Inclus)



Sac de transport
Code : KRP/MYY - 2

(Inclus)



Batterie

(Non disponible)

Fonctions

- Le froid à compression alternée accélère le processus de récupération et diminue la douleur et l'œdème.
- Plusieurs options de traitement pour obtenir les meilleurs soins.
- Transportable, vous pouvez l'utiliser n'importe où.
- Parfait pour une utilisation en hospitalisation, à la maison ou en salle de sport.
- Reste silencieux pendant l'utilisation.
- Permet de traiter le genou, la cheville/pied, épaule, dos, cuisse, etc.

Spécifications

Matériel	Contrôleur CRYO NOV
Code du Matériel	ME
Entrée AC	100-240V, 50/60Hz
Sortie DC	12V, 2A
Menu Affichage	9 programmes
	Durée : 20mins/ 40mins/ 60mins par cycle
	Compression : Haute/ Moyenne/ Faible
Méthode de compression	Intermittente
Niveau de compression	60mmHg~120mmHg
Affichage	1.83" LCD (Mode/ Compression/ Temps/ température actuelle)
Capacité du réservoir	3.6L
Niveau sonore	< 50 dB
Couleur	Rouge & Noir
Longueur du tuyau	1.5m
Dimensions	240*178*202 mm
Poids net	1.78 kg

Produits



Contrôleur CRYO NOV
Code : KRP/MYY-(M)



Tuyau à double connecteurs
Code : KRP/MYY- 1



Sac de transport
Code : KRP/MYY - 2



Attelle genou
Code : H6-M
Taille : 835*345 mm
Poids (g) : 245



Attelle cheville/pied
Code : A6-M
Taille : 725*375 mm
Poids (g) : 275



Attelle épaule
Code : B6-M
Taille : 965*465 mm
Poids (g) : 260



Attelle universelle
Code : TY-M
Taille : 290*360 mm
Poids (g) : 140



Attelle dos/poitrine/hanche
Code : E6-M
Taille : 1220*305 mm
Poids (g) : 295



Attelle de cuisse
Code : C6-M
Taille : 895*365 mm
Poids (g) : 260



Attelle de jambe
Code : F6-M
Taille : 640*680 mm
Poids (g) : 350