

# Facilitez votre Récupération Avec CRYO NOV



Froid



Intermittent



Contrôleur CRYO NOV  
Code : KRP/MYY-(M)

CRYO NOV est conçu pour vous aider dans votre récupération par le flux intermittent d'eau froide dans une enveloppe adaptée. Idéal après une séance de sport !

Une gamme vétérinaire est en cours de développement.

- 1 Circulation d'eau froide
- 2 Simplicité et facilité d'utilisation
- 3 Léger et Silencieux



Adaptateur secteur  
5m  
Code : Adaptor



Tuyau  
Code : KRP/MYY - 1



Sac de transport  
Code : KRP/MYY - 2

## Fonctions

- Le froid permet d'optimiser votre récupération.
- Transportable, vous pouvez l'utiliser n'importe où.
- Très simple d'utilisation
- Reste silencieux pendant l'utilisation.
- Large gamme d'enveloppes : genou, la cheville/pied, épaule, dos, cuisse, etc.



## Spécifications

Matériel	Contrôleur CRYO NOV
Entrée AC	100-240V, 50/60Hz
Sortie DC	12V, 2A
Menu Affichage	9 Modes
	Durée : 20mins/ 40mins/ 60mins par cycle
	Des modes adaptés par type d'enveloppes
Type de Flux	Intermittent
Affichage	1.83" LCD (Mode/ Compression/ Temps/ température actuelle)
Capacité du réservoir	3.6L
Niveau sonore	< 50 dB
Couleur	Rouge & Noir
Longueur du tuyau	1.5m
Dimensions	335*205*205 mm
Poids net	2 kg

## Produits



**Contrôleur CRYO NOV**  
Code : KRP/MYY-(M)



**Tuyau à double connecteurs**  
Code : KRP/MYY- 1



**Sac de transport**  
Code : KRP/MYY - 2



**Enveloppe genou**  
Code : H6-M  
Taille : 835\*345 mm  
Poids (g) : 245



**Enveloppe cheville/pied**  
Code : A6-M  
Taille : 725\*375 mm  
Poids (g) : 275



**Enveloppe d'épaule**  
Code : B6-M  
Taille : 965\*465 mm  
Poids (g) : 260




**Enveloppe universelle  
Vétérinaire**  
Code : TY-M  
Taille : 290\*360 mm  
Poids (g) : 140



**Enveloppe  
dos/poitrine/hanche**  
Code : E6-M  
Taille : 1220\*305 mm  
Poids (g) : 295



**Enveloppe de cuisse**  
Code : C6-M  
Taille : 895\*365 mm  
Poids (g) : 260



**Enveloppe de jambe**  
Code : F6-M  
Taille : 640\*680 mm  
Poids (g) : 350

