

CRYOPUSH

BY  ORTHO
NOV



Massage



Intermittent



Froid

Le compagnon idéal pour votre récupération sportive

- 1 Simple, léger et facile d'utilisation
- 2 Packs de froid amovibles et réutilisables
- 3 Réglage de la durée d'utilisation et du niveau de compression
- 4 Transportable et autonome, livré avec batteries rechargeables
- 5 Possibilité de traiter deux zones simultanément



OFFRE STARTER

690,00€ TTC



Module CRYOPUSH
+ 1 Kit au choix

OFFRE DUO

790,00€ TTC



Module CRYOPUSH
+ 2 Kits au choix

Kit Pied/Cheville

Code : A02-C-007



Kit d'Épaule

Code : A02-C-008



Kit Genou/Cuisse

Code : A02-C-009



Kit Coude

Code : A02-C-010



Kit Hanche

Code : A02-C-011



ORTHONOV

Siège et Agence : 3, Rue de Villebon - 91160 SAULX-LES-CHARTREUX
RCS EVRY 820 720 068

Tél : + 33 1 60 13 65 73 / Fax : + 33 1 69 15 06 37

Email : contact@orthonov.com Site Internet : www.orthonov.com

Désignation	Réf.	Prix Unitaire TTC (€)
Kit Pied/Chevilles (enveloppe + pack de froid)	A02-C-007	140,00
Enveloppe Pied/Chevilles seule	A02-C-007-01	96,00
Pack de froid Pied/Chevilles seul	A02-C-007-02	60,00

Désignation	Réf.	Prix Unitaire TTC (€)
Kit d'Epaule (enveloppe + pack de froid)	A02-C-008	140,00
Enveloppe d'Epaule seule	A02-C-008-01	96,00
Pack de froid d'Epaule seul	A02-C-008-02	60,00

Désignation	Réf.	Prix Unitaire TTC (€)
Kit Genou/Cuisse (enveloppe + pack de froid)	A02-C-009	140,00
Enveloppe Genou/Cuisse seule	A02-C-009-01	96,00
Pack de froid Genou/Cuisse seul	A02-C-009-02	60,00

Désignation	Réf.	Prix Unitaire TTC (€)
Kit de Coude (enveloppe + pack de froid)	A02-C-010	140,00
Enveloppe de Coude seule	A02-C-010-01	96,00
Pack de froid de Coude seul	A02-C-010-02	60,00

Désignation	Réf.	Prix Unitaire TTC (€)
Kit Hanche (enveloppe + pack de froid)	A02-C-011	140,00
Enveloppe Hanche seule	A02-C-011-01	96,00
Pack de froid Hanche seul	A02-C-011-02	60,00

Spécifications

Code Produit (Module Cryopush)	A02-C-006
Tension d'entrée du transformateur	100-240V, 50-60Hz
Tension de sortie du transformateur	12V, 2A
Gamme de compression (en mm Hg)	20, 40, 60, 80 et 100 mm Hg
Durée des cycles	De 10 à 120 minutes par palier(s) de 10 minutes
Batteries incluses et à recharger avant la première utilisation	2 x 2500 mAh
Température d'utilisation	5°C ~ 40°C
Taux d'humidité	10% - 95%
Dimension (Module Cryopush)	19 x 9 x 3 cm
Poids net	360 g

